



U.L.S.S. n. 1 UNITA' LOCALE SOCIO SANI'

Sede : Via Feltre, n. 57 - 32100 BELLUNO

Telefono (0437) 516111 - Telefax (0437) 27717

Codice Fiscale - P. IVA 00300650256

ALLEGATO C

(da compilare da parte dell'operatore economico)

Apparecchio	Ditta	Matricola	Inventario	n° MP/anno	n° VS/anno
ACCELERATORE LINEARE Linac 1, ELEKTA ONCOLOGY SYSTEM LTD, VERSA HD completo di lettino Precise s/n 229738, lettino robotizzato HEXAPOD EVO s/n 118627, sistema EPID Elekta iViewGT s/n 24412000285, sistema Cone Beam CT s/n 244120000338, Sequencer, Intellimax + relativi accessori	ELEKTA SPA				
		156718	144216		
Sistema SIGRT mod. CATALYST + HD	ELEKTA SPA				
		GYP9GJ3	144217		
Sistema per riposizionamento bersaglio in radioterapia mod. SENTINEL	ELEKTA SPA				
		200754	144218		
Workstation (di contouring) mod. MONACO SIM completo di monitor e tavoletta grafica	ELEKTA SPA				
		MXL1284JWL (s/n PC)	144219		
Workstation (di contouring) mod. MONACO ABAS completo di monitor e tavoletta grafica	ELEKTA SPA				
		MXL12942BK (s/n PC)	144220		
ACCELERATORE LINEARE Linac 2, ELEKTA ONCOLOGY SYSTEM LTD, PRECISE completo di consolle Integrity R1.1 s/n 139258, lettino precise s/n 126763, interfaccia I-COM FX, sistema IVIEW GT s/n 300354, Sequencer, Intellimax + relativi accessori	ELEKTA SPA				
		152873	117901		

SERVER MOSAIQ + MONACO (hardware e software) comprensivo di NAS DELL NX 440 s/n CY7HH93. Produttore DELL mod.POWEREDGE R740XD	ELEKTA SPA	5DFQF93	132564
Gruppo di continuità SOCOMEC mod.U4BC02CM00N3-00 (sala server SIC)	ELEKTA SPA	P321481001 R00 000	
SW sistema per elaborazione piani di trattamento MONACO comprensivo di licenze aggiuntive	ELEKTA SPA		132555
Workstation (di calcolo) 3D/IMRT MONACO (postazione esistente) PC Hewlett Packard mod.Z8	ELEKTA SPA	2UA8361DNB	132556
Workstation (di calcolo) MONACO (postazione nuova) PC Hewlett Packard mod.Z8	ELEKTA SPA	MXL0413BJ3	132558
Sistema Record & Verify SW MOSAIQ Vers.2,83	ELEKTA SPA	A004252	112542
Modulo acquisizione immagini IVIEW GT (aggiornato con Linac 2)	ELEKTA SPA	300354	132557
PC DELL OPTIPLEX 3080 MICRO (NAGIOS) completo di alimentatore per monitoraggio HW e SW di server e NAS (sala server SIC)	ELEKTA SPA	SR6MT73	132565
PC HP mod.22 completo di monitor 24" dedicato al sistema			
Intellimax per monitoraggio Mosaiq (fisica sanitaria)	ELEKTA SPA	C2C048BSKD	132566
Client Mosaiq mod. Dell Optiplex 3080	ELEKTA SPA	1JY8B63	132567
Client Mosaiq mod. Dell Optiplex 7060	ELEKTA SPA	2L69JS2	
Client Mosaiq mod. Dell Optiplex 7060	ELEKTA SPA	GN69JS2	
Client Mosaiq mod. Dell Optiplex 7060	ELEKTA SPA	3M69JS2	
Client Mosaiq mod. Dell Optiplex 7060	ELEKTA SPA	2K69JS2	
Client Mosaiq mod. Dell Optiplex 7060	ELEKTA SPA	BF69JS2	
Client Mosaiq mod. Dell Optiplex 7060	ELEKTA SPA	3H69JS2	
Client Mosaiq mod. Dell Optiplex 7060	ELEKTA SPA	3J69JS2	

Elettrometro STANDARD IMAGING mod.QA BEAMCHECKER PLUS completo di base di ricarica ed alimentatore dedicato (Linac 1)	ELEKTA SPA	2210503	144229
Elettrometro STANDARD IMAGING mod.QA BEAMCHECKER PLUS completo di base di ricarica ed alimentatore dedicato (Linac 2)	ELEKTA SPA	2212172	144230
Elettrometro STANDARD IMAGING mod.SUPERMAX ELECTROMETER	ELEKTA SPA	X212846	144223
Camera di ionizzazione STANDARD IMAGING mod.EXRADIN A19	ELEKTA SPA	XAQ212935	144224
Fantoccio 062m Electron Density Phantom	ELEKTA SPA	WLRB 2576C	144221
Fantoccio Winston Lutz-Cube 4	ELEKTA SPA		144222
Fantoccio Dose Point	ELEKTA SPA		144225
Misuratore parametri ambientali Opus20 Thip	ELEKTA SPA	040,0521,0802,034	144226
Tavoletta grafica Cintiq 22	ELEKTA SPA	1GQ00Y1002766	144227
Tavoletta grafica Cintiq 22	ELEKTA SPA	1GQ00Y1002608	144227
Fantoccio XVI Basic Calibration Kit	ELEKTA SPA		144306
Fantoccio Quasar Penta-Guide Phantom	ELEKTA SPA		144307

Compilato e sottoscritto per accettazione		Referente _____
Impresa _____	Qualifica	
Data _____		

Servizio Ingegneria Clinica Aziendale
Ing. Laura Chiea

